

Farben für
Kunstleder

Colours for
leatherettes

Couleurs pour
les revêtements en similicuir

Colores para
tapizados de cuero artificial

Colori per
rivestimenti in similpelle

2015/2016




SCHMITZ

A Sense of Confidence



Kunstleder comfort
Leatherette comfort
Similicuir comfort
Cueros artificiales comfort
Similpelle comfort




goldgelb 86
gold yellow 86
jaune or 86
dorado 86
giallo oro 86



mandarine 98
mandarin 98
mandarine 98
mandarina 98
mandarino 98



karminrot 92
red carmine 92
carmin 92
carmin 92
rosso carminio 92



himbeerrot 103
raspberry red 103
rouge framboise 103
rojo frambuesa 103
rosso lampone 103

karibikblau 82
caribbean blue 82
bleu caraïbes 82
azul caribe 82
blu caraibico 82



atlantikblau 83
atlantic blue 83
bleu atlantique 83
azul marino 83
blu atlantico 83



topas 105
topaz 105
topaze 105
topacio 105
topazio 105




opalgrün 100
opal green 100
vert opaline 100
verde ópalo 100
verde opale 100



Kunstleder comfort
Leatherette comfort
Similicuir comfort
Cueros artificiales comfort
Similpelle comfort




apfelgrün 94
apple green 94
vert pomme 94
verde manzana 94
verde mela 94



limette 99
lime 99
limette 99
lima 99
limette 99




milchkaffee 102
milky coffee 102
café au lait 102
café con leche 102
caffè e latte 102




naturbraun 93
natural brown 93
marron naturel 93
marrón naturale 93
marrone naturale 93


haselnuss 104
hazelnut 104
noisette 104
avellana 104
nocciola 104



sandbeige 101
sand beige 101
beige sable 101
beige arena 101
beige sabbia 101



steingrau 96
stone grey 96
gris pierre 96
gris piedra 96
grigio pietra 96



schiefergrau 97
shale grey 97
gris ardoise 97
gris pizarra 97
grigio ardesia 97



Kunstleder comfort
Leatherette comfort
Similicuir comfort
Cueros artificiales comfort
Similpelle comfort




blütenweiß 84
blossom white 84
blanc fleurs 84
blanquísimo 84
bianco candido 84




titangrau 91
titan grey 91
gris titane 91
titangrau 91
grigio titanio 91

Kunstleder classic
Leatherette classic
Similicuir classic
Cueros artificiales classic
Similpelle classic

weiß 53
white 53
blanc 53
blanco 53
bianco 53



silbergrau 55
silver grey 55
gris argenté 55
gris plateado 55
grigio argento 55



ozean 52
ocean 52
océan 52
océano 52
oceano 52



schwarz 57
black 57
noir 57
negro 57
nero 57



Polsterung

Schaumstoff auf Trägerplatte, mit erstklassigem, strapazierfähigem Kunstleder-Bezug in zwei Qualitäten. Ausführung comfort: 18 Farbtöne. Strapazierfähiges Material mit hoher Elastizität und Biegsamkeit für außerordentlich hohen Sitz- und Liegekomfort. Genarbte Oberfläche. Standardmäßig ohne Aufpreis lieferbar für alle Untersuchungs- und Behandlungsstühle der Serien medi-matic 115 und arco. Gegen Aufpreis lieferbar für alle varimed A-Produkte (Liegen, Hocker etc.) Ausführung classic: 4 Farbtöne. Strapazierfähiges, elastisches Material. Glatte Oberfläche. Ohne Aufpreis für alle gepolsterten Schmitz-Produkte lieferbar (außer Operationstische, Patiententransporter und Partura).

Wichtiger Hinweis

Alkohohaltige Schnell-Desinfektionsmittel und nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch von Desinfektionsmitteln können die Lebenszeit eines Polsters verkürzen. Mängel dieser Art sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Bitte beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben bei Reinigungs- und Desinfektionsmitteln bezüglich Anwendungsgebiet, Gefahrenhinweisen, Dosierung, Materialverträglichkeit und Art und Dauer der Anwendung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Gebrauchsanweisungen.

Upholstery

Foamed material on a support plate, with first-class, hard-wearing leatherette covers in two qualities. Comfort design: 18 colour tones. Wear-resisting material, with high resilience and flexibility providing excellent sitting and lying comfort. Grained surface. Available as standard at no extra charge for all examination and treatment chairs of the medi-matic 115 and arco series. Available at an extra charge for all varimed A products (couches, stools etc.) Classic design: 4 colour tones. Hard-wearing, flexible material. Smooth surface. Available at no extra charge for all upholstered Schmitz products (excluding operating tables, patient stretchers and delivery bed Partura).

Important information

Quick-acting disinfectants containing alcohol and the application of disinfectants, which is not in accordance with our instructions may shorten the lifetime of upholstery. Such damage is not covered by the warranty. Please always observe the information provided by the manufacturer of cleaning agents and disinfectants with regard to the area of application, hazard warnings, dosage, material compatibility and the type and duration of use. For further information please refer to our instructions for use.

Rembourrage

Matériel en mousse sur plancher de support, recouvert de similicuir résistant de haute qualité. Qualité comfort: 18 coloris. Matériel résistant à l'usure de haute élasticité et souplesse garantissant un confort élevé en position assise ou allongée. Surface grenée. Disponible en standard pour tous les fauteuils d'examen et de traitement des séries medi-matic 115 et arco. Disponible moyennant supplément pour les articles de la gamme varimed A (divans d'examen, tabourets etc.) Qualité classic: 4 coloris standard, matériel résistant à l'usure et élastique, surface lisse. Disponible sans supplément pour tous les articles Schmitz avec rembourrage (exceptions faites des tables d'opération, des brancards et du lit d'accouchement Partura).

Renseignements importants

Des désinfectants pour la désinfection rapide contenant de l'alcool et l'usage non approprié de désinfectants peuvent raccourcir la durée de vie des matelas. De tels dommages ne sont pas couverts par la garantie. Nous vous prions d'observer les instructions du fabricant des agents de nettoyage et de désinfection pour le domaine d'emploi, les consignes de sécurité, le dosage, la tolérance des matériaux et le mode et la durée de l'application. Pour des informations additionnelles, nous vous prions de vous référer à nos instructions d'emploi.

Tapizado o acolchado

Espuma sobre un soporte, recubierta de una funda de resistente cuero artificial de primera clase en dos calidades distintas. Tipo comfort: surtido de 18 colores. Material muy resistente con una gran elasticidad y flexibilidad para un sillón de calidad y comodidad excepcional. Superficie graneada. Sin aumento de precio para todos los sillones de la serie medi-matic y arco. Para los productos de la serie varimed-A (camillas, taburetes...) disponible con aumento de precio. Tipo classic: surtido de 4 colores. Material resistente y elástico. Superficies lisas. Sin aumento de precio para todos los productos Schmitz excepto las mesas de quirófano, las camillas de transporte y la cama de partos (Partura).

Observaciones

El uso de un desinfectante con una elevada cantidad de alcohol o el uso de limpiadores no adecuados puede acortar la vida útil del tapizado. Los daños de este tipo están excluidos de la garantía. Pídale consejo al fabricante sobre el limpiador y desinfectante adecuado para cada tipo de tejido, la dosis a utilizar y la resistencia y duración de cada aplicación. Más información disponible en nuestro manual de uso.


Rivestimento

Imbottitura in espanso su piano rigido con rivestimento in similpelle di prima qualità altamente resistente di due tipologie. versione comfort: 18 tonalità di colore: materiale resistente ad elevata elasticità e capacità di conformazione per una straordinaria seduta. Superficie corrugata. Di serie senza sovrapprezzo disponibile per tutte le poltrone della serie medi-matic 115 e arco. Con sovrapprezzo disponibile per tutti i prodotti varimed (lettini, sgabelli,..). Versione classic: 4 tonalità di colore. Materiale resistente ed elastico. Superficie liscia. Senza sovrapprezzo per tutti i prodotti rivestiti Schmitz (esclusi tavoli operatori, barelle per trasporto pazienti e Partura).

Nota importante!

Disinfettanti a rapido effetto con percentuale alcolica e un uso non conforme alle istruzioni dei disinfettanti possono causare una notevole diminuzione della durata del rivestimento. Eventuali mancanze di questo genere sono escluse dalla garanzia del prodotto. Osservare con attenzione quanto indicato dal costruttore nel manuale d'uso per quanto concerne i disinfettanti e detergenti in caso di zona di impiego, indicazioni di pericolo, dosaggio, resistenza del materiale e modo e durata dell'uso. Ulteriori informazioni sono reperibili nelle nostre istruzioni d'uso.


Arbeitsplatten
Worktops
Plans de travail
Encimeras
Piani di lavoro



SolidColor hellgrau 90
SolidColor light grey 90
SolidColor gris clair 90
SolidColor gris claro 90
SolidColor grigio chiaro 90



SolidColor basalt 95
SolidColor basalt 95
SolidColor basalte 95
SolidColor basalt 95
SolidColor basalto 95



Select weiß 65
Select white 65
Select blanc 65
Select blanco 65
Select bianco 65



Select manhattan 75
Select manhattan 75
Select manhattan 75
Select manhattan 75
Select manhattan 75



Select dunkelanthrazit 80
Select dark anthracite 80
Select anthracite foncé 80
Select antracita oscura 80
Select antracite scuro 80

Kunststoff
Plastic elements
Matière plastique
Materia plástica
Rivestimento
in plastica

silbergrau
silver grey
gris argenté
gris plateado
grigio argento

